



MANUALE UTENTE Nefrapp

Riferimento	Nefrapp_RAD_Vers.1.8, Nefrapp_MI
Versione	0.2
Data	14/01/2020
Destinatario	Professoressa F.Ferrucci
Proposto da	Eugenio Corbisiero, Sara Corrente, Silvio Di Martino, Antonio Donnarumma, Luca Esposito, Matteo Falco, Domenico Musone, Davide Benedetto Strianese.
Approvato da	Antonio Fasulo, Francesco Garofalo



Project Manager

Nome	Cognome	Matricola
Francesco	Garofalo	0522500615
Antonio	Fasulo	0522500627

Partecipanti

Nome	Cognome	Matricola
Eugenio	Corbisiero	0512105449
Sara	Corrente	0512105695
Silvio	Di Martino	0512105629
Antonio	Donnarumma	0512105083
Luca	Esposito	0512105123
Matteo	Falco	0512109201
Domenico	Musone	0512105689
Davide Benedetto	Strianese	0512105257



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
13/01/2020	0.1	Prima Stesura	Matteo Falco
14/01/2020	0.2	Revisione	Francesco Garofalo, Antonio Fasulo



Sommario

1. Introduzione	5
1.1 Definizione del sistema	5
2. Medico	6
2.1 Homepage	6
2.2 Login	7
2.3 Dashboard	7
2.4 Lista pazienti	8
2.5 Piano Terapeutico	9
2.6 Scheda Parametri	10
2.7 Registrazione Paziente	12
2.8 Invio messaggio	14
2.9 Leggi Messaggio	15
2.10 Invio Annuncio	16
2.11 Modifica account	16
2.12 Logout	17
3. Paziente	19
3.1 Dashboard	19
3.2 Inserimento parametri	19
3.3 Visualizza schede parametri	20
3.4 Visualizza Piano terapeutico	21
3.5 Invia Messaggio	22
3.6 Leggi Messaggi	23
3.7 Leggi Annunci	23
4. Amministratore	24
4.1 Login Amministratore	24
4.2 Dashboard Amministratore	24
4.3 Registra Medico	26
4.4 Modifica Password	27



1. Introduzione

Questo manuale ha lo scopo di illustrare le funzionalità del sistema all'utente novizio, in modo di semplificarne l'utilizzo.

Il manuale è organizzato in tre parti. La prima è riservata agli utenti medici della piattaforma, la seconda agli utenti pazienti della piattaforma e la terza agli amministratori. L'utente, a seconda del ruolo, sarà guidato nell'utilizzo delle varie funzionalità del sistema.

1.1 Definizione del sistema

Il sistema sviluppato tramite un'applicazione web nasce per fornire un supporto ai medici nefrologi e consentirgli di comunicare con i pazienti e monitorarli in modo semplice e intuitivo.

Ogni medico sarà registrato al sistema dall'amministratore, e potrà a sua volta registrare pazienti.

Gli utenti, sia medici che pazienti, potranno accedere al sistema una volta registrati tramite codice fiscale e password. I pazienti potranno inserire i propri parametri ogni giorno e i medici potranno monitorare i parametri di tutti i pazienti da loro seguiti.



2. Medico

2.1 Homepage

Collegandosi al sistema verrà mostrata la homepage. Nella barra di navigazione superiore, è possibile cliccare su “Login” per accedere alla pagina di login.



2.2 Login

Cliccando sul pulsante “Login”, il sistema mostrerà il modulo per l’accesso, dove medici e pazienti possono inserire le credenziali con cui sono registrati e accedere alla propria area personale.

Per effettuare l’accesso è necessario inserire nel modulo i seguenti dati:

- Codice fiscale
- Password

2.3 Dashboard

Dopo aver effettuato l’accesso, il sistema visualizzerà la dashboard del medico.

Dalla dashboard è possibile visualizzare una lista dei pazienti seguiti e gli ultimi annunci pubblicati dal medico. Nella sidebar a sinistra sono presenti collegamenti alle altre sezioni del sito.



2.4 Lista pazienti

Cliccando su “Visualizza Lista Pazienti” sulla sidebar, il sistema mostrerà la lista completa dei pazienti seguiti dal medico loggato.

The screenshot displays the NEFRAPP 10 web application. On the left is a blue sidebar with navigation links under three categories: AREA PERSONALE (Dati Anagrafici), AREA MEDICA (Visualizza Lista Pazienti, Registra paziente), and AREA COMUNICAZIONI (Invia Messaggio, Leggi Messaggio, Pubblica Annuncio). Below these is an EXTRA section with links to Conosci il prodotto and Conosci il team!. The main content area is titled 'Lista pazienti seguiti' and contains a table with patient data. The table has columns for Codice Fiscale, Nome, Cognome, Sesso, and Operazioni. Two patients are listed: Robert Downey (M) and Sara Corrente (F). Each patient row has two buttons: 'Piano terapeutico' and 'Scheda parametri'. The user 'Leonardo Di Caprio' is logged in, as indicated in the top right corner.

Codice Fiscale	Nome	Cognome	Sesso	Operazioni
DWNRR785E18I483W	Robert	Downey	M	Piano terapeutico Scheda parametri
CRRSRA90A50A091Q	Sara	Corrente	F	Piano terapeutico Scheda parametri
Codice Fiscale	Nome	Cognome	Sesso	Operazioni

Per ogni paziente saranno mostrare le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale
- Nome
- Cognome
- Sesso

Saranno inoltre presenti due pulsanti:

- Piano terapeutico
- Scheda parametri

Cliccando su uno di questi pulsanti, il sistema mostrerà la rispettiva sezione relativa al paziente selezionato.

2.5 Piano Terapeutico

Cliccando sul pulsante “Piano Terapeutico” nella lista pazienti, il sistema mostrerà il piano terapeutico del paziente selezionato.

Sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Diagnosi
- Farmaci Prescritti
- Data fine terapia

Cliccando sul tasto “Modifica”, il medico ha la possibilità di modificare le informazioni presenti nel piano terapeutico.

Una volta effettuati i cambiamenti, il medico dovrà cliccare su “Applica modifiche” per confermare.

2.6 Scheda Parametri

Cliccando sul pulsante “Scheda Parametri” nella lista pazienti, il sistema mostrerà tutti gli inserimenti di parametri del paziente selezionato.

The screenshot shows the NEFRAPP 1.0 web application. On the left is a blue sidebar with navigation links: AREA PERSONALE (Dati Anagrafici), AREA MEDICA (Visualizza Lista Pazienti, Registra paziente), AREA COMUNICAZIONI (Invia Messaggio, Leggi Messaggio, Pubblica Annuncio), and EXTRA (Conosci il prodotto, Conosci il team!). The main area is titled 'Scheda parametri' and displays a table of patient parameters.

Peso(Kg)	Pressione arteriosa minima(mmHg)	Pressione arteriosa massima(mmHg)	Scarico iniziale(ml)	Ultrafiltrato(ml)	Tempo di sosta	Carico diurno(ml)	Scarico diurno(ml)	Data
40	80	120	1550	700	1	1000	1500	13/01/2020
80	80	120	20	29	1	1000	500	13/01/2020
70	81	120	90	90	3	800	80	13/01/2020
80	80	100	1	10	3	800	500	06/01/2020
80	80	100	-90	-20	10	1000	500	06/01/2020
81	60	100	40	100	3	800	700	05/01/2020
81	60	100	40	100	3	800	700	05/01/2020
85	79	199	0	100	9	800	433	05/01/2020


Il medico ha la possibilità di scaricare un report in formato Excel per un intervallo di tempo di sua scelta.

The screenshot shows the 'Scarica report' section of the NEFRAPP 1.0 web application. It includes a table of patient parameters and a form to select a date range for the report.

Peso(Kg)	Pressione arteriosa minima(mmHg)	Pressione arteriosa massima(mmHg)	Scarico iniziale(ml)	Ultrafiltrato(ml)	Tempo di sosta	Carico diurno(ml)	Scarico diurno(ml)	Data
75	90	130	50	100	4	800	600	20/12/2019
100	12	12	12	12	12	12	12	19/12/2019
80.5	80	120	1550	700	1	1000	1500	15/12/2019

Data inizio: 01/12/2019
Data fine: 31/12/2019
[Scarica report](#)

Copyright © Your Website 2019



Il file avrà il seguente aspetto:

[illegible]



2.7 Registrazione Paziente

Cliccando su “Registra Paziente” sulla sidebar, il sistema mostrerà un modulo che il medico potrà compilare con le informazioni del paziente per registrarlo all'interno del sistema.

Leonardo Di Caprio

Registra Paziente

Codice Fiscale:

Nome: Cognome:

Sesso: ☒ Maschio ☐ Femmina

Data di nascita:

Luogo di Nascita:

Residenza:

Email:

Password:

Paziente già registrato: ☐ Sì ☒ No

Registra Paziente



Nel caso in cui il paziente non sia già stato registrato nel sistema, il medico dovrà inserire le seguenti informazioni del paziente per poterlo registrare:

- Codice Fiscale
- Nome
- Cognome
- Sesso
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Residenza
- Email
- Password

Una volta inseriti i dati, il medico dovrà cliccare su “Registra Paziente” per ultimare la registrazione.

Nel caso in cui il paziente sia già stato registrato nel sistema da un altro medico e occorre solo aggiungerlo ai pazienti seguiti, basterà selezionare “Sì” nel campo “Paziente già registrato”. Questo ci consentirà di registrare il paziente inserendo solamente il Codice Fiscale.

2.8 Invio messaggio

Cliccando su “Invia Messaggio” sulla sidebar, il sistema mostrerà il modulo di invio messaggio.

The screenshot displays the NEFRAPP 10 web application interface. On the left is a blue sidebar with navigation links categorized into 'AREA PERSONALE', 'AREA MEDICA', 'AREA COMUNICAZIONI', and 'SOSTRA'. The 'Invia Messaggio' link is highlighted under 'AREA COMUNICAZIONI'. The main content area is titled 'Nuovo Messaggio'. It features a recipient dropdown menu currently showing 'Robert Downey'. Below this are input fields for 'Oggetto:' (containing 'Avviso') and 'Testo:' (containing 'Gentile sig. Downey, [...]'). A file upload section shows a preview of an image file named 'orari_visita_gerezia.jpg' (2.75 KB) with a green progress bar and a 'Fatto' status. At the bottom, there is a 'Seleziona file...' button, an 'Sfoglia...' button, and a prominent blue 'Invia Messaggio' button. The footer indicates 'Copyright © Your Website 2019'.

Nel modulo è presente un menù a tendina contenente i pazienti seguiti dal medico loggato; questo menù consente di selezionare il destinatario del messaggio. Sono poi presenti i campi “Oggetto” e “Testo”, da compilare opportunamente per poter inviare correttamente il messaggio.

È inoltre presente il campo “Seleziona file”, attraverso il quale è possibile caricare un allegato al messaggio. Cliccando sul tasto “Sfoglia”, sarà aperto una finestra di dialogo nella quale si dovrà selezionare il file che si desidera allegare. Una volta caricato l’allegato, è possibile eliminarlo o visualizzarlo prima di inviare il messaggio, con i tasti appositi.

Una volta ultimata la composizione del messaggio, il medico può cliccare su “Invia Messaggio” per inviare il messaggio al destinatario da lui scelto.



2.9 Leggi Messaggio

Cliccando su “Leggi Messaggio”, il sistema visualizzerà la lista dei messaggi ricevuti dall'utente loggato.

NEFRAPP 10

AREA PERSONALE

- Dati Anagrafici

AREA MEDICA

- Visualizza Lista Pazienti
- Registra paziente

AREA COMUNICAZIONI

- Invia Messaggio
- Leggi Messaggio**
- Pubblica Annuncio

EXTRA

- Conosci il prodotto
- Conosci il team!

Messaggi ricevuti:

Mittente	Oggetto	Data	Ora
Robert Downey	prova	13/01/2020	18:26
Robert Downey	Prova nuova roba	12/01/2020	15:53
Robert Downey	Invio foto exit site	06/01/2020	17:16
Sara Corrente	Dolore	06/01/2020	16:00

Cliccando su un messaggio, ne verrà visualizzato il testo e l'eventuale allegato.

NEFRAPP 10

AREA PERSONALE

- Dati Anagrafici

AREA MEDICA

- Visualizza Lista Pazienti
- Registra paziente

AREA COMUNICAZIONI

- Invia Messaggio
- Leggi Messaggio**
- Pubblica Annuncio

EXTRA

- Conosci il prodotto
- Conosci il team!

Messaggio ricevuto:

Mittente	Oggetto	Data	Ora
Robert Downey	prova	13/01/2020	18:26

Testo

prova

Rispondi

Allegato

Il medico può cliccare su “Rispondi” per visualizzare il modulo di invio messaggio.



2.10 Invio Annuncio

Cliccando su “Pubblica Annuncio”, il sistema mostrerà il modulo di invio annuncio.

NEFRAPP 10

AREA PERSONALE

- Dati Anagrafici

AREA MEDICA

- Visualizza Lista Pazienti
- Registra paziente

AREA COMUNICAZIONI

- Invia Messaggio
- Leggi Messaggio
- Pubblica Annuncio

EXTRA

- Conosci il prodotto
- Conosci il team!

Nuovo Annuncio

Titolo:

Testo:

Seleziona file...

Sfoggia...

Invia Annuncio

Il funzionamento è analogo al modulo di invio messaggio, ma non è possibile selezionare un destinatario, in quanto l’annuncio sarà recapitato a tutti i pazienti seguiti dal medico che lo pubblica.

2.11 Modifica account

Cliccando su “Dati Anagrafici” sulla sidebar, il sistema visualizzerà i dati del medico loggato.

Profilo personale

Nome: Leonardo Cognome: Di Caprio

Sesso: M

Codice fiscale: DCPLRD71M12C129X

Email: leodica@hollywoo.co

Data di nascita: 05/01/2020 Luogo di nascita: Milazzo

Residenza: Via Roma, 23, Scafati, 80030, SA

Segue: Robert Downey
Sara Corrente
Eugenio Carbosiero
Alfredo Rossi

Elimina account Modifica account




Cliccando su “Modifica account”, verrà mostrato un modulo per la modifica dei dati dell’account.

Cliccando su “Elimina account” sarà mostrato un alert per chiedere conferma dell’eliminazione.


2.12 Logout

Cliccando sul proprio nome in alto a destra, il sistema mostrerà un menù con il tasto Logout.





Cliccando su Logout, il sistema mostrerà un alert che chiederà conferma del logout.



3. Paziente

3.1 Dashboard

Una volta che il paziente avrà effettuato il login, il sistema mostrerà la sua dashboard.

Nella dashboard il paziente può vedere il suo piano terapeutico, e può visualizzare gli ultimi annunci pubblicati dai medici che lo seguono. Nella sidebar a sinistra sono presenti collegamenti alle altre sezioni del sito.

3.2 Inserimento parametri

Cliccando su “Inserimento Scheda Parametri”, il sistema mostrerà il modulo di inserimento parametri per registrare una nuova scheda.



Per effettuare l'inserimento è necessario inserire i seguenti parametri:

- Peso
- Pressione Massima
- Pressione Minima
- Scarico Iniziale
- UF
- Tempo di sosta
- Carico
- Scarico

Una volta compilato il modulo, il paziente può cliccare su “Salva Parametri” per salvare i parametri inseriti.

3.3 Visualizza schede parametri

Cliccando su “Visualizza Schede Parametri”, il sistema mostrerà le schede parametri inserite dal paziente loggato.

The screenshot shows the NEFRAPP 10 web application interface. On the left is a blue sidebar with navigation links: AREA PERSONALE (Dati Anagrafici), AREA MEDICA (Inserimento Scheda Parametri, Visualizza Schede Parametri, Visualizza Piano Terapeutico), AREA COMUNICAZIONI (Invia Messaggio, Leggi Messaggi, Leggi Annunci), and EXTRA. The main content area is titled 'Scheda parametri' and displays a table with 9 columns: Peso (Kg), Pressione arteriosa minima (mmHg), Pressione arteriosa massima (mmHg), Scarico iniziale (ml), Ultrafiltrato (ml), Tempo di sosta, Carico diurno (ml), Scarico diurno (ml), and Data. The table contains 10 rows of data.

Peso (Kg)	Pressione arteriosa minima (mmHg)	Pressione arteriosa massima (mmHg)	Scarico iniziale (ml)	Ultrafiltrato (ml)	Tempo di sosta	Carico diurno (ml)	Scarico diurno (ml)	Data
40	80	120	1550	700	1	1000	1500	13/01/2020
80	80	120	20	29	1	1000	500	13/01/2020
70	81	120	90	90	3	800	80	13/01/2020
80	80	100	1	10	3	800	500	06/01/2020
80	80	100	-90	-20	10	1000	500	06/01/2020
81	60	100	40	100	3	800	700	05/01/2020
81	60	100	40	100	3	800	700	05/01/2020
85	79	199	0	100	9	800	433	05/01/2020



3.4 Visualizza Piano terapeutico

Cliccando su “Visualizza Piano Terapeutico”, il sistema mostrerà il piano terapeutico del paziente loggato.

The screenshot displays the NEFRAPP 10 web application interface. On the left is a blue sidebar menu with the following sections and items:

- AREA PERSONALE**
 - Dati Anagrafici
- AREA MEDICA**
 - Inserimento Scheda Parametri
 - Visualizza Scheda Parametri
 - Visualizza Piano Terapeutico** (highlighted)
- AREA COMUNICAZIONI**
 - Invia Messaggio
 - Leggi Messaggi
 - Leggi Annunci
- EXTRA**

The main content area on the right shows the therapeutic plan for the logged-in user, Robert Downey. It contains four sections:

- Paziente**: Robert Downey
- Diagnosi**: Devi prendere i farmaci sottostanti una volta al giorno
- Farmaci prescritti**: Lasix 30mm
- Data fine terapia**: 30/11/2020



3.5 Invia Messaggio

Cliccando su “Invia Messaggio”, il sistema mostrerà il modulo di invio messaggio.

NEFRAPP 10

AREA PERSONALE

- Dati Anagrafici

AREA MEDICA

- Visualizza Lista Pazienti
- Registra paziente

AREA COMUNICAZIONI

- Invia Messaggio
- Leggi Messaggio
- Pubblica Annuncio

ALTRE

- Conosci il prodotto
- Conosci il team!

Nuovo Messaggio

Robert Downey

Oggetto:

Testo:

orari_visita_gerezia.jpg (2.75 KB) Fatto

Seleziona file... Sfoglia...

Invia Messaggio

Copyright © Your Website 2019

Il funzionamento è analogo all'invio di un messaggio da parte del medico.



3.6 Leggi Messaggi

Cliccando su “Leggi Messaggi”, il sistema mostrerà la lista dei messaggi ricevuti dal paziente loggato.

NEFRAPP 1.0

AREA PERSONALE

- Dati Anagrafici

AREA MEDICA

- Visualizza Lista Pazienti
- Registra paziente

AREA COMUNICAZIONI

- Invia Messaggio
- Leggi Messaggio**
- Pubblica Annuncio

EXTRA

- Conosci il prodotto
- Conosci il team!

Messaggi ricevuti:

Mittente	Oggetto	Data	Ora
Robert Downey	prova	13/01/2020	18:26
Robert Downey	Prova nuova roba	12/01/2020	15:53
Robert Downey	Invio foto exit site	06/01/2020	17:16
Sara Corrente	Dolore	06/01/2020	16:00

Il funzionamento è analogo alla lista dei messaggi ricevuti del medico.

3.7 Leggi Annunci

Cliccando su “Leggi Annunci”, il sistema mostrerà la lista degli annunci pubblicati dai medici che seguono il paziente loggato.

NEFRAPP 1.0

AREA PERSONALE

- Dati Anagrafici

AREA MEDICA

- Inserimento Scheda Parametri
- Visualizza Schede Parametri
- Visualizza Piano Terapeutico

AREA COMUNICAZIONI

- Invia Messaggio
- Leggi Messaggi
- Leggi Annunci**

EXTRA

Annunci:

Prova nuova roba update

Aperto poi di nuovo il brevario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dov'era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva dritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d'un'ipilon: quella a destra saliva verso il monte, e menava alla cura: l'altra scendeva nella valle fino a un torrente; e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggiere. I muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell'intenzion dell'artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert'altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigionnolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il c

Dott. Leonardo Di Caprio
12/01/2020, 15:54

A chi andrà

A chi andrà questo annuncio qua?

Dott. Leonardo Di Caprio
12/01/2020, 02:26

4. Amministratore

4.1 Login Amministratore

Accedendo alla pagina di Login Amministratore, il sistema visualizza il seguente modulo per il login:

Copyright © Your Website 2019

Per effettuare il login, l'amministratore deve inserire i seguenti dati:

- Codice Fiscale
- Password

Una volta inseriti i dati, l'amministratore può cliccare sul tasto “Accedi” per effettuare l'accesso.

4.2 Dashboard Amministratore

Una volta effettuato il login, il sistema mostrerà la dashboard dell'amministratore.



Nella dashboard è possibile visualizzare una lista dei pazienti e dei medici registrati nel sistema. Per ogni medico e paziente, sono presenti i pulsanti “Modifica” ed “Elimina”. Cliccando su “Modifica”, il sistema visualizzerà un modulo per modificare i dati dell’utente selezionato:

NEFRAPP 10

Registra Medico
Modifica Password

EXTRA

Conosci il prodotto
Conosci il team!

Modifica Medico

Codice Fiscale:
DCPLRD71M12C129X

Nome: Leonardo
Cognome: Di Caprio

Sesso: ☒ Maschio ☐ Femmina

Data di nascita: 13/01/2020

Luogo di Nascita: Milazzo

Residenza:

Cliccando su “Elimina”, verrà mostrato un alert che chiede conferma dell’eliminazione.

NEFRAPP 10

Registra Medico
Modifica Password

EXTRA

Conosci il prodotto
Conosci il team!

Sicuro di voler eliminare medico?

Seleziona 'Elimina' qui sotto se sei pronto ad eliminare medico.

Esci Elimina

Medici

Nome: Leonardo
Cognome: Di Caprio
Codice Fiscale: DCPLRD71M12C129X
Email: leodica@hollywoo.co
Modifica Elimina

Nome: Eugenio

Nome: Robert
Cognome: Downey
Codice Fiscale: DWNRRTB5E181483W
Email: Iron.man@live.it
Modifica Elimina

Nome: Sara

Il funzionamento è analogo per medico e paziente.



4.3 Registra Medico

Cliccando su “Registra Medico” nella sidebar, il sistema mostra un modulo che consente all’amministratore di registrare un nuovo medico nel sistema.

The screenshot displays the NEFRAPP 1.0 web application interface. On the left, a blue sidebar contains the following menu items: 'Registra Medico', 'Modifica Password', and an 'EXTRA' section with 'Conosci il prodotto' and 'Conosci il team!'. The main content area shows the 'Registra Medico' form with the following fields: 'Codice Fiscale' (a single-line text input), 'Nome' and 'Cognome' (two separate text inputs), 'Sesso' (radio buttons for 'Maschio' and 'Femmina', with 'Maschio' selected), 'Data di nascita' (a text input with a placeholder 'DD-MM-YYYY'), 'Luogo di Nascita' (a text input), and 'Residenza' (a text input). The top right corner of the interface shows the user 'Nicola Sansone' with a profile icon.

Per effettuare la registrazione, bisogna inserire i seguenti dati:

- Codice Fiscale
- Nome
- Cognome
- Sesso
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Residenza
- Email
- Password

Una volta inseriti i dati, l’amministratore dovrà cliccare su “Registra Medico” per ultimare la registrazione.

4.4 Modifica Password

Cliccando su “Modifica Password” nella sidebar, il sistema mostrerà il modulo per il cambio password dell’amministratore.

The screenshot displays the NEFRAPP 1.0 web application interface. On the left is a blue sidebar with the application logo and navigation links: "Registra Medico", "Modifica Password", "EXTRA", "Conosci il prodotto", and "Conosci il team!". The main content area is light blue and features a white modal form titled "Modifica Password". The form contains three input fields: "Vecchia Password:", "Nuova Password:", and "Conferma Password:". Below these fields is a blue button labeled "Modifica". In the top right corner of the application, the user's name "Nicola Sansone" and a profile icon are visible.

Per effettuare la modifica della password, l’amministratore dovrà compilare il modulo inserendo la sua password attuale (“Vecchia Password”), e la nuova password (“Nuova Password” e “Conferma Password”). Una volta compilato il modulo, l’amministratore dovrà cliccare su “Modifica” per salvare la modifica.