



# CATEGORY PARTITION DOCUMENT

# Nefrapp

| Riferimento  | Nefrapp_RAD_Vers.1.8   |
|--------------|--|
| Versione     | 1.0  |
| Data         | 05/12/2019   |
| Destinatario | Professoressa F.Ferrucci   |
| Proposto da  | Eugenio Corbisiero, Sara Corrente, Silvio Di<br>Martino, Antonio Donnarumma, Luca Esposito,<br>Matteo Falco, Domenico Musone, Davide<br>Benedetto Strianese. |
| Approvato da | Antonio Fasulo, Francesco Garofalo   |



#### Project Manager

| Nome      | Cognome  | Matricola  |
|-----------|----------|------------|
| Francesco | Garofalo | 0522500615 |
| Antonio   | Fasulo   | 0522500627 |

## Partecipanti

| Nome             | Cognome    | Matricola  |
|------------------|------------|------------|
| Eugenio          | Corbisiero | 0512105449 |
| Sara             | Corrente   | 0512105695 |
| Silvio           | Di Martino | 0512105629 |
| Antonio          | Donnarumma | 0512105083 |
| Luca             | Esposito   | 0512105123 |
| Matteo           | Falco      | 0512109201 |
| Domenico         | Musone     | 0512105689 |
| Davide Benedetto | Strianese  | 0512105257 |



#### **Revision History**

| Data       | Versione | Descrizione  | Autori   |
|------------|----------|--|--|
| 18/11/2019 | 0.1      | Template<br>Documento iniziale e<br>riferimenti            | Antonio Fasulo,<br>Francesco<br>Garofalo                               |
| 20/11/2019 | 0.2      | Stesura introduzione                                       | Davide Benedetto<br>Strianese  |
| 25/1/2019  | 0.3      | Stesura category<br>partition - gestione<br>amministratore | Eugenio Corbisiero<br>Luca Esposito                                    |
| 26/11/2019 | 0.4      | Stesura category<br>partition - gestione<br>medico         | Antonio<br>Donnarumma<br>Matteo Falco<br>Davide Benedetto<br>Strianese |
| 27/11/2019 | 0.5      | Stesura category<br>partition - gestione<br>paziente       | Sara Corrente,<br>Silvio Di Martino,<br>Domenico Musone                |
| 28/11/2019 | 0.6      | Inserimento dei category partition                         | Davide Benedetto<br>Strianese  |
| 29/11/2019 | 0.7      | Correzione regex   | Antonio<br>Donnarumma  |
| 30/11/2019 | 0.8      | Correzione test case                                       | Davide Benedetto<br>Strianese  |
| 04/12/2019 | 0.9      | Revisione  | Davide Benedetto<br>Strianese  |
| 05/12/2019 | 1.0      | Revisione PM   | Francesco<br>Garofalo, Antonio<br>Fasulo                               |
| 18/12/2019 | 1.1      | Modifica test case<br>per RF_GM_3 e<br>RF_GM_10            | Antonio<br>Donnarumma,<br>Davide Benedetto<br>Strianese                |



## Sommario

| 1. Introduzione   | 5  |
|---|----|
| 2. Category Partition                                       | 6  |
| 3 Gestione medico   | 7  |
| 3.1 GM - Login medico (rif. RF_GM_1)                        | 7  |
| 3.2 GM - Reset password medico (rif. RF_GM_3)               | 8  |
| 3.3 GM - Modifica account medico (rif. RF_GM_5)             | 12 |
| 3.4 GM - Invio messaggi ad un paziente (rif. RF_GM_8)       | 17 |
| 3.5 GM - Invio annunci (rif. RF_GM_9)                       | 18 |
| 3.6 GM - Registrazione paziente da seguire (rif. RF_GM_10)  | 19 |
| 3.7 GM - Modifica del piano terapeutico (rif. RF_GM_11)     | 23 |
| 4 Gestione paziente   | 26 |
| 4.1 GP - Login paziente (rif. RF_GP_1)                      | 26 |
| 4.2 GP - Reset password paziente (rif. RF_GP_3)             | 27 |
| 4.3 GP - Modifica account paziente (rif. RF_GP_4)           | 28 |
| 4.4 GP - Inserimento parametri personali (rif. RF_GP_6)     | 32 |
| 4.5 GP - Invio messaggi e allegati al medico (rif. RF_GP_9) | 36 |
| 5 Gestione amministratore                                   | 37 |
| 5.1 GA - Login amministratore (rif. RF_GA_1)                | 37 |
| 5.2 GA - Modifica password amministratore (rif. RF_GA_3)    | 39 |
| 5.3 GA - Registrazione medico (rif. RF_GA_4)                | 41 |
| 5.4 GA - Modifica account paziente (rif. RF_GA_7)           | 44 |
| 5.5 GA - Modifica account medico (rif. RF GA 8)             | 47 |



## 1. Introduzione

Un test case è un insieme di input e di risultati attesi che servono a testare una componente per scoprirne gli errori (error) e i fallimenti (failure).

Un test case ha 5 attributi:

- 1. Test Case Name: univoco per distinguere i test case attuali dagli altri;
- 2. Test Path: la path del file di test che verrà effettuato;
- 3. Input: la classe di equivalenza testata;
- 4. Oracle: i dati o comportamenti attesi dal sistema;
- 5. Log: il comportamento osservato in seguito all'esecuzione del test;

Un buon modello di test dovrebbe avere il minor numero di associazioni possibili, in quanto è possibile eseguire in parallelo test non correlati tra loro.

Ci sono due tipologie di relazioni per il test case:

- aggregazione: relazione usata quando un test case può essere decomposto in più subtest,
- di precedenza: relazione usata tra due test case per far precedere uno dei due all'altro.

Come linea guida seguiremo gli use case implementati nel RAD con l'aiuto del concetto di classe equivalenza.

Per ogni use case viene prodotto un test case plan dove vengono individuate le classi di equivalenza di ogni input. Per ogni input vi sarà una tabella che descriverà le scelte per ogni classe di equivalenza e, infine, vi sarà una tabella che riassume tutte le possibili combinazioni di errore (e non) per il test case test case plan

Per ogni test case plan vi sarà un test case specification che descriverà alcune delle combinazioni possibili per quello use case.

## 2. Category Partition

Con il category partition verranno testate le seguenti funzionalità:

#### • Gestione medico:

- Login medico (RF\_GM\_1)
- Reset password medico (RF\_GM\_3)
- Modifica account medico (RF\_GM\_5)
- Invio messaggio a un paziente (RF\_GM\_8)
- Invio annunci (RF\_GM\_9)
- Registrazione paziente da seguire (RF\_GM\_10)
- Modifica del piano terapeutico (RF\_GM\_11)

#### • Gestione paziente:

- Login paziente (RF\_GP\_1)
- Reset password paziente (RF\_GP\_3)
- Modifica account paziente (RF\_GP\_4)
- Inserimento parametri personali (RF\_GP\_6)
- O Invio messaggi e allegati al medico (RF\_GP\_9)

#### • Gestione amministratore:

- Login amministratore (RF\_GA\_1)
- Modifica password amministratore (RF\_GA\_3)
- Registrazione medico (RF\_GA\_4)
- Modifica account paziente (RF\_GA\_7)
- Modifica account medico (RF\_GA\_8)

## 3 Gestione medico

## 3.1 GM - Login medico (rif. RF\_GM\_1)

| Parametro: Codice Fiscale<br>Formato: ^[a-zA-Z] {6} [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {3} [a-zA-Z]\$ |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LCF]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza == 16 [property lunghezzaLCF_OK]</li> </ol>   |  |
| Formato[FCF]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLCF_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK]<br/>[property formatoFCF_OK]</li> </ol>                               |  |
| Esistenza[ECF]   | <ol> <li>non esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [errore]</li> <li>esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [property esistenzaECF_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LP]                               | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol>  |  |
| Formato[FP]                                 | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>  |  |
| Corrispondenza[CP]                          | <ol> <li>non corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK]         [errore]</li> <li>corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK]         [property corrispondenzaCP_OK]</li> </ol> |  |



#### • Test case

| Codice    | Combinazione               | Esito    |
|-----------|----------------------------|----------|
| TC_GM_1.1 | LCF1                       | Errore   |
| TC_GM_1.2 | LCF2                       | Errore   |
| TC_GM_1.3 | LCF3.FCF1                  | Errore   |
| TC_GM_1.4 | LCF3.FCF2.ECF1             | Errore   |
| TC_GM_1.5 | LCF3.FCF2.ECF2.LP1         | Errore   |
| TC_GM_1.6 | LCF3.FCF2.ECF2.LP2         | Errore   |
| TC_GM_1.7 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP1     | Errore   |
| TC_GM_1.8 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP2.CP1 | Errore   |
| TC_GM_1.9 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP1.CP2 | Successo |

#### 3.2 GM - Reset password medico (rif. RF\_GM\_3)

Il processo di reset della password dell'account di un medico è composto da due fasi. La prima consiste nell'effettuare la richiesta per il reset inserendo l'indirizzo email con il quale il medico è stato registrato. La seconda è che una volta avvenuta la convalida dell'indirizzo il sistema invia un'email al medico dove troverà un link che lo porta su una pagina contenente un modulo per l'inserimento dei dati e della nuova password.



| <b>Parametro:</b> Email <b>Formato:</b> ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LM]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol>                                   |  |
| Formato[FM]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLM_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK]<br/>[property formatoFM_OK]</li> </ol>                                       |  |
| Esistenza[EM]  | <ol> <li>non è presente nel databasse [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK][errore]</li> <li>è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK] [property esistenzaEM_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Link inviato |   |
|-------------------------|---|
| Validazione[LV]         | <ol> <li>il link che è stato inviato non è valido<br/>[errore]</li> <li>il link che è stato inviato è valido [property<br/>validazioneLV_OK]</li> </ol> |

| <b>Parametro:</b> Email <b>Formato:</b> ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LM]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol>                                   |  |
| Formato[FM]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLM_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK]<br/>[property formatoFM_OK]</li> </ol>                                      |  |
| Esistenza[EM]  | <ol> <li>non è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK] [errore]</li> <li>è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK] [property esistenzaEM_OK]</li> </ol> |  |



| Parametro: Codice Fiscale Formato: ^[a-zA-Z] {6} [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {3} [a-zA-Z]\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LCF]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza == 16 [property lunghezzaLCF_OK]</li> </ol>   |  |
| Formato[FCF]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK] [property formatoFCF_OK]</li> </ol>                                       |  |
| Esistenza[ECF]  | <ol> <li>non esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [errore]</li> <li>esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [property esistenzaECF_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Nuova password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |
|--|---|
| Lunghezza[LP]                                      | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol> |
| Formato[FP]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK]<br/>[property formatoFP_OK]</li> </ol>   |

| Parametro: Conferma password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |  |
|---|--|
| Corrispondenza[CP]                                    | <ol> <li>non corrisponde alla stringa inserita nel campo "Nuova password" [errore]</li> <li>corrisponde alla stringa inserita nel campo "Nuova password" [property corrispondenzaCP_OK]</li> </ol> |



#### • Test case

| Codice     | Combinazione   | Esito    |
|------------|--|----------|
| TC_GM_3.1  | LM1  | Errore   |
| TC_GM_3.2  | LM2  | Errore   |
| TC_GM_3.3  | LM3.FM1  | Errore   |
| TC_GM_3.4  | LM3.FM2.EM1  | Errore   |
| TC_GM_3.5  | LM3.FM2.EM2.LV1  | Errore   |
| TC_GM_3.6  | LM3.FM2.EM2.LV2.LM1                                    | Errore   |
| TC_GM_3.7  | LM3.FM2.EM2.LV2.LM2                                    | Errore   |
| TC_GM_3.8  | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM1                                | Errore   |
| TC_GM_3.9  | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM1                            | Errore   |
| TC_GM_3.10 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF1                       | Errore   |
| TC_GM_3.11 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF2                       | Errore   |
| TC_GM_3.12 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF3.FCF1                  | Errore   |
| TC_GM_3.13 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF3.FCF2.ECF1             | Errore   |
| TC_GM_3.14 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF3.FCF2.ECF2.LP1         | Errore   |
| TC_GM_3.15 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF3.FCF2.ECF2.LP2         | Errore   |
| TC_GM_3.16 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP1     | Errore   |
| TC_GM_3.17 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP2.CP1 | Errore   |
| TC_GM_3.18 | LM3.FM2.EM2.LV2.LM3.FM2.EM2.LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP2.CP2 | Successo |



## 3.3 GM - Modifica account medico (rif. RF\_GM\_5)

| Parametro: Nome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |
|--|---|
| Lunghezza[LN]                              | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLN_OK]</li> </ol> |
| Formato[FN]                                | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [property formatoFN_OK]</li> </ol>           |

| Parametro: Cognome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LC]                                 | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLC_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FC]                                   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [property formatoFC_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Sesso Formato: ^[MF]\$ |   |
|-----------------------------------|---|
| Formato[FS]                       | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFS_OK]</li> </ol> |

12



| <b>Parametro:</b> Data di nascita Formato: (0[1-9]   1[0-9]   3[01])-(0[1-9]   1[012])-[0-9] {4} or ^\$ |   |
|---|---|
| Lunghezza[LDN]  | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 10         [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza == 10 or lunghezza == 0         [property lunghezzaLDN_OK]</li> </ol> |
| Formato[FDN]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][property formatoFDN]</li> </ol>   |

| Parametro: Luogo di nascita Formato: ^[A-Z][a-zA-Z ']*\$ or ^\$ |   |
|---|---|
| Lunghezza[LLN]  | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 3 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>(lunghezza &gt; 2 and lunghezza &lt; 31) or lunghezza == 0 [property lunghezzaLLN_OK]</li> </ol> |
| Formato[FLN]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLLN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLLN_OK] [property formatoFLN_OK]</li> </ol>  |



| <b>Parametro:</b> Email <b>Formato:</b> ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ |  |
|--|--|
| Lunghezza[LM]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol>  |
| Formato[FM]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLM_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK]<br/>[property formatoFM_OK]</li> </ol>  |
| Esistenza[EM]  | <ol> <li>la nuova email inserita è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK][errore]</li> <li>la nuova email inserita non è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK][property esisteEM_OK]</li> </ol> |

| Parametro: residenza Formato: ^[A-Za-z '] {2,}[,]+[0-9] {1,4}[,]+[A-Za-z '] {2,}[,]+[0-9] {5}[,]+[A-Za-z] {2}\$ or ^\$ |  |
|--|--|
| Lunghezza[LR]  | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 5 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>(lunghezza &gt; 4 and lunghezza &lt; 51) or lunghezza == 0 [property lunghezzaLR_OK]</li> </ol> |
| Formato[FR]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLR_OK][errore</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLR_OK] [property formatoFR_OK]</li> </ol>   |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol>       |  |
| Formato[FP]                                  | <ol> <li>non rispetta il formato [if         lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK]         [property formatoFP_OK]</li> </ol> |  |



| Parametro: Conferma password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |  |
|---|--|
| Corrispondenza[CP]                                    | <ol> <li>non corrisponde alla stringa inserita nel<br/>campo "Password" [errore]</li> <li>Corrisponde alla stringa inserita nel<br/>campo "Password" [property<br/>corrispondenzaCP_OK]</li> </ol> |

#### • Test case

| Codice     | Combinazione  | Esito  |
|------------|---|--------|
| TC_GM_5.1  | LN1   | Errore |
| TC_GM_5.2  | LN2   | Errore |
| TC_GM_5.3  | LN3.FN1   | Errore |
| TC_GM_5.4  | LN3.FN2.LC1   | Errore |
| TC_GM_5.5  | LN3.FN2.LC2   | Errore |
| TC_GM_5.6  | LN3.FN2.LC3.FC1   | Errore |
| TC_GM_5.7  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS1   | Errore |
| TC_GM_5.8  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN1                                    | Errore |
| TC_GM_5.9  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN2                                    | Errore |
| TC_GM_5.10 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN1                               | Errore |
| TC_GM_5.11 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN1                          | Errore |
| TC_GM_5.12 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN2                          | Errore |
| TC_GM_5.13 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN1                     | Errore |
| TC_GM_5.14 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM1                 | Errore |
| TC_GM_5.15 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM2                 | Errore |
| TC_GM_5.16 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM1             | Errore |
| TC_GM_5.17 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM1.EM1         | Errore |
| TC_GM_5.18 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R1 | Errore |



| TC_GM_5.19 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R2                 | Errore   |
|------------|---|----------|
| TC_GM_5.20 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R3.FR1             | Errore   |
| TC_GM_5.21 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R3.FR2.LP1         | Errore   |
| TC_GM_5.22 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R3.FR2.LP2         | Errore   |
| TC_GM_5.23 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R3.FR2.LP3.FP1     | Errore   |
| TC_GM_5.24 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R3.FR2.LP3.FP2.CP1 | Errore   |
| TC_GM_5.25 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1.L<br>R3.FR2.LP3.FP2.CP2 | Successo |



## 3.4 GM - Invio messaggi ad un paziente (rif. RF\_GM\_8)

| Parametro: Oggetto |   |
|--------------------|---|
| Lunghezza[LO]      | <ol> <li>lunghezza oggetto &gt; 64</li> <li>lunghezza oggetto &lt; 65:         <p>[propertyLO_OK]     </p></li> </ol> |

| Parametro: Testo |   |  |
|------------------|---|--|
| Lunghezza[LT]    | <ol> <li>lunghezza testo &gt; 1000: [errore]</li> <li>lunghezza testo &lt; 1001:<br/>[propertyLT_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Allegato |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Estensione[EA]      | <ol> <li>l'estensione del file allegato non è tra quelle ammesse (.jpeg, .png, .jpg, .mpeg, .mpg, .mp4, .pdf):     [errore]</li> <li>l'estensione del file allegato è tra quelle ammesse (.jpeg, .png, .jpg, .mpeg, .mpg, .mp4, .pdf):     [property estensioneEA_OK]</li> </ol> |  |  |
| Dimensione[DA]      | <ol> <li>dimensione file allegato &gt; 10mb:<br/>[if estensioneEA_OK] [errore]</li> <li>dimensione file allegato &lt; 11mb:<br/>[if estensioneEA_OK] [property<br/>dimensioneDA_OK]</li> </ol>   |  |  |

| Parametro: Destinatari |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Lunghezza[LD]          | <ol> <li>lunghezza oggetto &lt;1 [errore]</li> <li>lunghezza oggetto &gt;0: [propertyLD_OK]</li> </ol> |  |  |

#### • Test case

| Codice    | Combinazione    | Esito  |
|-----------|-----------------|--------|
| TC_GM_8.1 | LO1             | Errore |
| TC_GM_8.2 | LO2.LT1         | Errore |
| TC_GM_8.3 | LO2.LT2.EA1     | Errore |
| TC_GM_8.4 | LO2.LT2.EA2.DA1 | Errore |

17



| TC_GM_8.5 | LO2.LT2.EA2.DA2.LD1 | Errore   |
|-----------|---------------------|----------|
| TC_GM_8.6 | LO2.LT2.EA2.DA2.LD2 | Successo |

## 3.5 GM - Invio annunci (rif. RF\_GM\_9)

| Parametro: Titolo Annuncio |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Lunghezza [LTI]            | <ol> <li>lunghezza titolo &gt; 64: [errore]</li> <li>lunghezza titolo &lt; 65: [propertyLTI_OK]</li> </ol> |  |  |

| Parametro: Testo Annuncio      |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Lunghezza Testo Annuncio [LTE] | <ol> <li>lunghezza testo &gt; 1000: [errore]</li> <li>lunghezza testo &lt; 1001:<br/>[propertyLTE_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Allegato |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Estensione [EA]     | <ol> <li>l'estensione del file allegato non è tra quelle ammesse (.jpeg, .png, .jpg, .mpeg, .mpg, .mp4, .pdf): [errore]</li> <li>l'estensione del file allegato è tra quelle ammesse (.jpeg, .png, .jpg, .mpeg, .mpg, .mp4, .pdf): [property estensioneEA_OK]</li> </ol> |  |  |
| Dimensione [DA]     | <ol> <li>dimensione file allegato &gt; 10mb:[if estensioneEA_OK] [errore]</li> <li>dimensione file allegato &lt; 11mb:[if estensioneEA_OK] [property dimensioneDA_OK]</li> </ol>   |  |  |



#### • Test case

| Codice    | Combinazione      | Esito    |
|-----------|-------------------|----------|
| TC_GM_9.1 | LTT1              | Errore   |
| TC_GM_9.2 | LTI2.LTE1         | Errore   |
| TC_GM_9.3 | LTI2.LTE2.EA1     | Errore   |
| TC_GM_9.4 | LTI2.LTE2.EA2.DA1 | Errore   |
| TC_GM_9.5 | LTI2.LTE2.EA2.DA2 | Successo |

## 3.6 GM - Registrazione paziente da seguire (rif. RF\_GM\_10)

| Parametro: Codice Fiscale<br>Formato: ^[a-zA-Z] {6} [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {3} [a-zA-Z]\$ |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LCF]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza &gt;16 [errore]</li> <li>lunghezza == 16 [property lunghezzaLCF_OK]</li> </ol>  |  |
| Formato[FCF]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK] [property formatoFCF_OK]</li> </ol>                                       |  |
| Esistenza[ECF]   | <ol> <li>esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [errore]</li> <li>non esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [property esistenzaECF_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Nome Formato: ^[A-Z][A-Za-z ]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LN]                               | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FN]                                 | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [property formatoFN_OK]</li> </ol>           |  |



| Parametro: Cognome Formato: ^[A-Z][A-Za-z ]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LC]                                  | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLC_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FC]                                    | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [property formatoFC_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Sesso Formato: ^[MF]\$ |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Formato[FS]                       | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property formatoFS_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Data di nascita Formato: (0[1-9]   1[0-9]   2[0-9]   3[01])-(0[1-9]   1[012])-[0-9] {4} |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LDN]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 10[errore]</li> <li>lunghezza &gt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza == 10 [property lunghezzaLDN_OK]</li> </ol>              |  |
| Formato[FDN]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][property formatoFDN_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Luogo di nascita Formato: ^[A-Z][A-Za-z ']*\$ |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LLN]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 3 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 2 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FLN]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLLN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLLN_OK] [property formatoFLN_OK]</li> </ol>           |  |



| <b>Parametro:</b> Email <b>Formato:</b> ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ or ^\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LM]   | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 5 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>(lunghezza &gt; 4 and lunghezza &lt; 51) or lunghezza == 0 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FM]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLM_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK] [property formatoFM_OK]</li> </ol>  |  |

| Parametro: Residenza Formato: ^[A-Za-z '] {2,}[,]+[0-9] {1,4}[,]+[A-Za-z '] {2,}[,]+[0-9] {5}[,]+[A-Za-z] {2}\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LR]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 5 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 4 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLR_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FR]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLR_OK][errore</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLR_OK] [property formatoFR_OK]</li> </ol>              |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FP]                                  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Conferma password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |  |
|---|--|
| Corrispondenza[CP]                                    | <ol> <li>non corrisponde alla stringa inserita nel<br/>campo "Password" [errore]</li> <li>corrisponde alla stringa inserita nel</li> </ol> |
|   | campo "Password" [property<br>corrispondenzaCP_OK]   |



| Parametro: Registrato Formato: ^No\$ |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Formato[FRE]                         | non rispetta il formato [errore]     rispetta il formato [property     formatoFRE_OK] |  |

#### • Test case

| Codice      | Combinazione  | Esito  |
|-------------|---|--------|
| TC_GM_10.1  | LCF1  | Errore |
| TC_GM_10.2  | LCF2  | Errore |
| TC_GM_10.3  | LCF3.FCF1   | Errore |
| TC_GM_10.4  | LCF3.FCF2.ECF1  | Errore |
| TC_GM_10.5  | LCF3.FCF2.ECF2.LN1  | Errore |
| TC_GM_10.6  | LCF3.FCF2.ECF2.LN2  | Errore |
| TC_GM_10.7  | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN1                                      | Errore |
| TC_GM_10.8  | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC1                                  | Errore |
| TC_GM_10.9  | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC2                                  | Errore |
| TC_GM_10.10 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC1                              | Errore |
| TC_GM_10.11 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS1                          | Errore |
| TC_GM_10.12 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN1                     | Errore |
| TC_GM_10.13 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN2                     | Errore |
| TC_GM_10.14 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN1                | Errore |
| TC_GM_10.15 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN1           | Errore |
| TC_GM_10.16 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN2           | Errore |
| TC_GM_10.17 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN       | Errore |
| TC_GM_10.18 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM1 | Errore |



|             | <b>T</b>   | ,        |
|-------------|--|----------|
| TC_GM_10.19 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM2                              | Errore   |
| TC_GM_10.20 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM1                          | Errore   |
| TC_GM_10.21 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR1                      | Errore   |
| TC_GM_10.22 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR2                      | Errore   |
| TC_GM_10.23 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR3.FR1                  | Errore   |
| TC_GM_10.24 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR3.FR2.LP1              | Errore   |
| TC_GM_10.25 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR3.FR2.LP2              | Errore   |
| TC_GM_10.26 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR3.FR2.LP3.FP1          | Errore   |
| TC_GM_10.27 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR3.FR2.LP3.FP2.CP1      | Errore   |
| TC_GM_10.28 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR3.FR2.LP3.FP2.CP2.FRE1 | Errore   |
| TC_GM_10.29 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN 2.LM3.FM2.LR3.FR2.LP3.FP2.CP2.FRE2 | Successo |

## 3.7 GM - Modifica del piano terapeutico (rif. RF\_GM\_11)

| Parametro: Diagnosi |   |
|---------------------|---|
| Lunghezza[LD]       | <ol> <li>lunghezza &lt; 4 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 200 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 3 and lunghezza &lt; 201 [property lunghezzaLD_OK]</li> </ol> |

| Parametro: Farmaci |   |
|--------------------|---|
| Lunghezza[LF]      | <ol> <li>lunghezza &lt; 4 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 300 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 3 and lunghezza &lt; 301 [property lunghezzaLF_OK]</li> </ol> |





| <b>Parametro:</b> Data fine terapia Formato: (0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01])-(0[1-9] 1[012])-[0-9]{4} |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LFT]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza == 10 [property lunghezzaLFT_OK]</li> </ol>             |  |
| Formato[FFT]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLFT_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLFT_OK][property formatoFFT_OK]</li> </ol> |  |

#### • Test case

| Codice     | Combinazione      | Esito    |
|------------|-------------------|----------|
| TC_GM_11.1 | LD1               | Errore   |
| TC_GM_11.2 | LD2               | Errore   |
| TC_GM_11.3 | LD3.LF1           | Errore   |
| TC_GM_11.4 | LD3.LF2           | Errore   |
| TC_GM_11.5 | LD3.LF3.LFT1      | Errore   |
| TC_GM_11.6 | LD3.LF3.LFT2      | Errore   |
| TC_GM_11.7 | LD3.LF3.LFT3.FFT1 | Errore   |
| TC_GM_11.8 | LD3.LF3.LFT3.FFT2 | Successo |

# 4 Gestione paziente

## 4.1 GP - Login paziente (rif. RF\_GP\_1)

| Parametro: Codice Fiscale Formato: ^[a-zA-Z] {6} [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {3} [a-zA-Z]\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LCF]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza == 16 [property lunghezzaLCF_OK]</li> </ol>   |  |
| Formato[FCF]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLCF_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK]<br/>[property formatoFCF_OK]</li> </ol>                               |  |
| Esistenza[ECF]  | <ol> <li>non esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [errore]</li> <li>esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [property esistenzaECF_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol>   |  |
| Formato[FP]                                  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>   |  |
| Corrispondenza[CP]                           | <ol> <li>non corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK] [errore]</li> <li>corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK] [property corrispondenzaCP]</li> </ol> |  |



#### • Test case

| Codice    | Combinazione               | Esito    |
|-----------|----------------------------|----------|
| TC_GP_1.1 | LCF1                       | Errore   |
| TC_GP_1.2 | LCF2                       | Errore   |
| TC_GP_1.3 | LCF3.FCF1                  | Errore   |
| TC_GP_1.4 | LCF3.FCF2.ECF1             | Errore   |
| TC_GP_1.5 | LCF3.FCF2.ECF2.LP1         | Errore   |
| TC_GP_1.6 | LCF3.FCF2.ECF2.LP2         | Errore   |
| TC_GP_1.7 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP1     | Errore   |
| TC_GP_1.8 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP2.CP1 | Errore   |
| TC_GP_1.9 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP2.CP2 | Successo |

## 4.2 GP - Reset password paziente (rif. RF\_GP\_3)

| Parametro: Codice Fiscale Formato: ^[a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z]\$ |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Lunghezza[LCF]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza == 16 [property lunghezzaLCF_OK]</li> </ol>   |  |  |
| Formato[FCF]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK] [property formatoFCF_OK]</li> </ol>                                       |  |  |
| Esistenza[ECF]  | <ol> <li>non esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [errore]</li> <li>esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [property esistenzaECF_OK]</li> </ol> |  |  |



#### • Test case

| Codice    | Combinazione   | Esito    |
|-----------|----------------|----------|
| TC_GP_3.1 | LCF1           | Errore   |
| TC_GP_3.2 | LCF2           | Errore   |
| TC_GP_3.3 | LCF3.FCF1      | Errore   |
| TC_GP_3.4 | LCF3.FCF2.ECF1 | Errore   |
| TC_GP_3.5 | LCF3.FCF2.ECF2 | Successo |

## 4.3 GP - Modifica account paziente (rif. RF\_GP\_4)

| Parametro: Nome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LN]                              | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FN]                                | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [property formatoFN_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Cognome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LC]                                 | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLC_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FC]                                   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [property formatoFC_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Sesso Formato: ^[MF]\$ |   |
|-----------------------------------|---|
| Formato[FS]                       | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFS_OK]</li> </ol> |

28



| <b>Parametro:</b> Data di nascita Formato: (0[1-9]   1[0-9]   2[0-9]   3[01])-(0[1-9]   1[012])-[0-9] {4} |  |
|---|--|
| Lunghezza[LDN]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza == 10 [property lunghezzaLDN_OK]</li> </ol>             |
| Formato[FDN]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][property formatoFDN_OK]</li> </ol> |

| Parametro: Luogo di nascita Formato: ^[A-Z][a-zA-Z ]*\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LLN]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 3 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 2 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FLN]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLLN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLLN_OK] [property formatoFLN_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Email<br>Formato: ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ or ^\$ |  |
|--|--|
| Lunghezza[LE]  | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>(lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 51) or lunghezza == 0 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol> |
| Formato[FE]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLM_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK] [property formatoFM_OK]</li> </ol>  |



| Parametro: Residenza Formato: ^[A-Za-z '] {2,}[,]+[0-9] {1,4}[,]+[A-Za-z '] {2,}[,]+[0-9] {5}[,]+[A-Za-z] {2}\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LR]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 5 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 4 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLR_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FR]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLR_OK][errore</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLR_OK] [property formatoFR_OK]</li> </ol>              |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FP]                                  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Conferma password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |  |  |
|---|--|--|
| Corrispondenza[CP]                                    | <ol> <li>Non corrisponde alla stringa inserita nel campo "Password" [errore]</li> <li>Corrisponde alla stringa inserita nel campo "Password" [property corrispondenzaCP_OK]</li> </ol> |  |



#### • Test case

| Codice     | Combinazione   | Esito  |
|------------|--|--------|
| TC_GP_4.1  | LN1  | Errore |
| TC_GP_4.2  | LN2  | Errore |
| TC_GP_4.3  | LN3.FN1  | Errore |
| TC_GP_4.4  | LN3.FN2.LC1  | Errore |
| TC_GP_4.5  | LN3.FN2.LC2  | Errore |
| TC_GP_4.6  | LN3.FN2.LC3.FC1  | Errore |
| TC_GP_4.7  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS1  | Errore |
| TC_GP_4.8  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN1   | Errore |
| TC_GP_4.9  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN2   | Errore |
| TC_GP_4.10 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN1  | Errore |
| TC_GP_4.11 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN1                                   | Errore |
| TC_GP_4.12 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN2                                   | Errore |
| TC_GP_4.13 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN1                              | Errore |
| TC_GP_4.14 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE1                          | Errore |
| TC_GP_4.15 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE2                          | Errore |
| TC_GP_4.16 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE1                      | Errore |
| TC_GP_4.17 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LR1                  | Errore |
| TC_GP_4.18 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LR2                  | Errore |
| TC_GP_4.19 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LR3.FR               | Errore |
| TC_GP_4.20 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LR3.FR 2.LP1         | Errore |
| TC_GP_4.21 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LP3.FP 2.LP2         | Errore |
| TC_GP_4.22 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LP3.FP 2.LP3.FP1     | Errore |
| TC_GP_4.23 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LP3.FP 2.LP3.FP2.CP1 | Errore |



| TC_GP_4.24 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LE3.FE2.LP3.FP | Successo | l |
|------------|--|----------|---|
|            | 2.LP3.FP2.CP2  |          |   |

## 4.4 GP - Inserimento parametri personali (rif. RF\_GP\_6)

| <b>Parametro:</b> Peso <b>Formato:</b> ^[1-9] {1} [0-9] {1,2} (\d{1,2})?\$ |  |  |
|--|--|--|
| Formato[FP]  | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property formatoFP_OK]</li> </ol>  |  |
| Valore[VP]   | <ol> <li>valore &lt; 30 [errore]</li> <li>valore &gt; 150[errore]</li> <li>valore &gt; 29 and valore &lt; 151 [if formatoFP_OK][property valoreVP_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Pressione arteriosa massima Formato: ^[1-9] {1} [0-9] {1,2}\$ |   |  |
|--|---|--|
| Formato[FPAM]  | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFPAM_OK]</li> </ol>   |  |
| Valore[VPAM]   | <ol> <li>valore &lt; 80 [errore]</li> <li>valore &gt; 220[errore]</li> <li>valore &gt; 79 and valore &lt; 221 [if formatoFPAM_OK] [property valoreVPAM_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Pressione arteriosa minima Formato: ^[1-9] {1} [0-9] {1,2}\$ |  |  |
|---|--|--|
| Formato[FPAMIN]   | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFPAMIN_OK]</li> </ol>  |  |
| Valore[VPAMIN]  | <ol> <li>valore &lt; 40 [errore]</li> <li>valore &gt; 130[errore]</li> <li>valore &gt; 39 and valore &lt; 131 [if formatoFPAMIN_OK][property valoreVPAMIN_OK]</li> </ol> |  |



| <b>Parametro:</b> Scarico iniziale <b>Formato:</b> ^[-+]{1}[1-9]{1}[0-9]{1,3}\$ or ^\$ or ^[1-9]{1}[0-9]{1,3}\$ |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Formato[FSI]  | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property formatoFSI_OK]</li> </ol>  |  |  |
| Valore[VSI]   | <ol> <li>valore &lt; -1000 [errore]</li> <li>valore &gt; 3000 [errore]</li> <li>valore &gt; -1001 and valore &lt; 3001 [if formatoFSI_OK][property valoreVSI_OK]</li> </ol> |  |  |

| Parametro: UF Formato: ^[-+] {1} [1-9] {1} [0-9] {1,3}\$ or ^[1-9] {1} [0-9] {1,3}\$ |  |  |
|--|--|--|
| Formato[FUF]   | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFUF_OK]</li> </ol>   |  |
| Valore[VUF]  | <ol> <li>valore &lt; -1000 [errore]</li> <li>valore &gt; 1500[errore]</li> <li>valore &gt; -1001 and valore &lt; 1501 [if formatoFUF_OK][property valoreVUF_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Tempo sosta Formato: ^[1-9] {1} [0-9] {0,1}\$ |  |  |
|--|--|--|
| Formato[FTS]   | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property formatoFTS_OK]</li> </ol>   |  |
| Valore[VTS]  | <ol> <li>valore &lt; 1[errore]</li> <li>valore &gt; 24 [errore]</li> <li>valore &gt; 0 and valore &lt; 25 [if formatoFTS_OK][property valoreVTS_OK]</li> </ol> |  |



| <b>Parametro:</b> Scarico diurno <b>Formato:</b> ^[1-9] {1} [0-9] {1,3}\$ |   |  |
|---|---|--|
| Formato[FSD]  | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFSD_OK]</li> </ol>  |  |
| Valore[VSD]   | <ol> <li>valore &lt; 1 [errore]</li> <li>valore &gt; 3500 [errore]</li> <li>valore &gt; 0 and valore &lt; 3501 [if formatoFSD_OK][property valoreVSD_OK]</li> </ol> |  |

| <b>Parametro:</b> Carico diurno <b>Formato:</b> ^[1-9] {1} [0-9] {2,3}\$ |   |  |
|--|---|--|
| Formato[FCD]   | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFCD_OK]</li> </ol>  |  |
| Valore[VCD]  | <ol> <li>valore &lt; 500 [errore]</li> <li>valore &gt; 3000 [errore]</li> <li>valore &gt; 499 and valore &lt; 3001 [if formatoFCD_OK][property valoreVCD_OK]</li> </ol> |  |

#### • Test case

| Codice     | Combinazione                             | Esito  |
|------------|--|--------|
| TC_GP_6.1  | FP1                                      | Errore |
| TC_GP_6.2  | FP2.VP1                                  | Errore |
| TC_GP_6.3  | FP2.VP2                                  | Errore |
| TC_GP_6.4  | FP2.VP3.FPAM1                            | Errore |
| TC_GP_6.5  | FP2.VP3.FPAM2.VPAM1                      | Errore |
| TC_GP_6.6  | FP2.VP3.FPAM2.VPAM2                      | Errore |
| TC_GP_6.7  | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN1              | Errore |
| TC_GP_6.8  | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN1      | Errore |
| TC_GP_6.9  | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN2      | Errore |
| TC_GP_6.10 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI1 | Errore |



| TC_GP_6.11 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI1  | Errore   |
|------------|--|----------|
| TC_GP_6.12 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI2  | Errore   |
| TC_GP_6.13 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF1   | Errore   |
| TC_GP_6.14 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F1                                | Errore   |
| TC_GP_6.15 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F2                                | Errore   |
| TC_GP_6.16 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS1                           | Errore   |
| TC_GP_6.17 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS1                      | Errore   |
| TC_GP_6.18 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS2                      | Errore   |
| TC_GP_6.19 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS3.FSD1                 | Errore   |
| TC_GP_6.20 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS3.FSD2.VSD1            | Errore   |
| TC_GP_6.21 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS3.FSD2.VSD2            | Errore   |
| TC_GP_6.22 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS3.FSD2.VSD3.FCD1       | Errore   |
| TC_GP_6.23 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS3.FSD2.VSD3.FCD2.VCD1  | Errore   |
| TC_GP_6.24 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS3.FSD2.VSD3.FCD2.VCD2. | Errore   |
| TC_GP_6.25 | FP2.VP3.FPAM2.VPAM3.FPAMIN2.VPAMIN3.FSI2.VSI3.FUF2.VU<br>F3.FTS2.VTS3.FSD2.VSD3.FCD2.VCD3  | Successo |



## 4.5 GP - Invio messaggi e allegati al medico (rif. RF\_GP\_9)

| Parametro: Oggetto |   |
|--------------------|---|
| Lunghezza[LO]      | <ol> <li>lunghezza oggetto &gt; 64</li> <li>lunghezza oggetto &lt; 65:<br/>[propertyLO_OK]</li> </ol> |

| Parametro: Testo |   |
|------------------|---|
| Lunghezza[LT]    | <ol> <li>lunghezza testo &gt; 1000: [errore]</li> <li>lunghezza testo &lt; 1001:<br/>[propertyLT_OK]</li> </ol> |

| Parametro: Allegato |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Estensione[EA]      | <ol> <li>l'estensione del file allegato non è tra quelle ammesse (.jpeg, .png, .jpg): [errore]</li> <li>l'estensione del file allegato è tra quelle ammesse (.jpeg, .png, .jpg): [property estensioneEA_OK]</li> </ol> |  |  |
| Dimensione[DA]      | <ol> <li>dimensione file allegato &gt; 10mb:         [if estensioneEA_OK] [errore]</li> <li>dimensione file allegato &lt; 11mb:         [if estensioneEA_OK] [property         dimensioneDA_OK]</li> </ol>             |  |  |

| Parametro: Destinatari |  |  |
|------------------------|--|--|
| Lunghezza[LD]          | <ol> <li>lunghezza oggetto &lt;1 [Errore]</li> <li>lunghezza oggetto &gt;0:<br/>[propertyLD_OK]</li> </ol> |  |

#### • Test case

| Codice    | Combinazione | Esito  |
|-----------|--------------|--------|
| TC_GP_9.1 | LO1          | Errore |
| TC_GP_9.2 | LO2.LT1      | Errore |
| TC_GP_9.3 | LO2.LT2.EA1  | Errore |

36



| TC_GP_9.4 | LO2.LT2.EA2.DA1     | Errore   |
|-----------|---------------------|----------|
| TC_GP_9.5 | LO2.LT2.EA2.DA2.LD1 | Errore   |
| TC_GP_9.6 | LO2.LT2.EA2.DA2.LD2 | Successo |

# 5 Gestione amministratore

# 5.1 GA - Login amministratore (rif. RF\_GA\_1)

| Parametro: Codice Fiscale Formato: ^[a-zA-Z] {6} [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {2} [a-zA-Z] [0-9] {3} [a-zA-Z]\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LCF]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza == 16 [property lunghezzaLCF_OK]</li> </ol>   |  |
| Formato[FCF]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLCF_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK]<br/>[property formatoFCF_OK]</li> </ol>                                       |  |
| Esistenza[ECF]  | <ol> <li>non esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [errore]</li> <li>esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and fordovrebbematoFCF_OK] [property esistenzaECF_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol>                               |  |
| Formato[FP]                                  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>   |  |
| Corrispondenza[CP]                           | <ol> <li>non corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK] [errore]</li> <li>corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK]</li> </ol> |  |



[property corrispondenzaCP\_OK]



#### • Test case

| Codice    | Combinazione               | Esito    |
|-----------|----------------------------|----------|
| TC_GA_1.1 | LCF1                       | Errore   |
| TC_GA_1.2 | LCF2                       | Errore   |
| TC_GA_1.3 | LCF3.FCF1                  | Errore   |
| TC_GA_1.4 | LCF3.FCF2.ECF1             | Errore   |
| TC_GA_1.5 | LCF3.FCF2.ECF2.LP1         | Errore   |
| TC_GA_1.6 | LCF3.FCF2.ECF2.LP2         | Errore   |
| TC_GA_1.7 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP1     | Errore   |
| TC_GA_1.8 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP2.CP1 | Errore   |
| TC_GA_1.9 | LCF3.FCF2.ECF2.LP3.FP1.CP2 | Successo |

# 5.2 GA - Modifica password amministratore (rif. RF\_GA\_3)

| Parametro: Vecchia Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LP]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol>  |  |
| Formato[FP]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>  |  |
| Corrispondenza[CP]                                   | <ol> <li>non corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK] [errore]</li> <li>corrisponde alla password corretta [if lunghezzaLP_OK and formatoFP_OK] [property corrispondenzaCP_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Nuova Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LNP]                                     | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21</li> </ol> |  |



|              | [property lunghezzaLNP_OK]   |
|--------------|--|
| Formato[FNP] | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLNP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLNP_OK] [property formatoFNP_OK]</li> </ol> |

| Parametro: Conferma Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Corrispondenza[CCP]                                   | <ol> <li>Non corrisponde alla stringa inserita nel<br/>campo "Nuova password" [errore]</li> <li>Corrisponde alla stringa inserita nel<br/>campo "Nuova password" [property<br/>corrispondenzaCCP_OK]</li> </ol> |  |

| Codice    | Combinazione               | Esito    |
|-----------|----------------------------|----------|
| TC_GA_3.1 | LP1                        | Errore   |
| TC_GA_3.2 | LP2                        | Errore   |
| TC_GA_3.3 | LP3.FP1                    | Errore   |
| TC_GA_3.4 | LP3.FP2.CP1                | Errore   |
| TC_GA_3.5 | LP3.FP2.CP2.LNP1           | Errore   |
| TC_GA_3.6 | LP3.FP2.CP2.LNP2           | Errore   |
| TC_GA_3.7 | LP3.FP2.CP2.LNP3.FNP1      | Errore   |
| TC_GA_3.8 | LP3.FP2.CP2.LNP3.FNP2.CCP1 | Errore   |
| TC_GA_3.9 | LP3.FP2.CP2.LNP3.FNP2.CCP2 | Successo |



### 5.3 GA - Registrazione medico (rif. RF\_GA\_4)

| Parametro: Codice Fiscale Formato: ^[a-zA-Z] {6} [0-9] {2} [a-zA-Z][0-9] {2} [a-zA-Z][0-9] {3} [a-zA-Z]\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LCF]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 16 [errore]</li> <li>lunghezza == 16 [property lunghezzaLCF_OK]</li> </ol>   |  |
| Formato[FCF]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLCF_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLCF_OK]<br/>[property formatoFCF_OK]</li> </ol>                               |  |
| Esistenza[ECF]  | <ol> <li>esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [errore]</li> <li>non esiste nel database [if lunghezzaLCF_OK and formatoFCF_OK] [property esistenzaECF_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Nome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LN]                              | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FN]                                | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLN_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK]<br/>[property formatoFN_OK]</li> </ol>   |  |

| Parametro: Cognome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LC]                                 | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and &lt; 31 [property lunghezzaLC_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FC]                                   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [property formatoFC_OK]</li> </ol> |  |



| Parametro: Sesso Formato: ^[MF]\$ |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Formato[FS]                       | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property formatoFS_OK]</li> </ol> |  |

| <b>Parametro:</b> Email <b>Formato:</b> ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LM]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 5 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 4 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol>                              |  |
| Formato[FM]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLM_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK]<br/>[property formatoFM_OK]</li> </ol>                                  |  |
| Esistenza[EM]  | <ol> <li>è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK][errore]</li> <li>non è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK][property esisteEM_OK]</li> </ol> |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FP]                                  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>           |  |



| Codice     | Combinazione   | Esito    |
|------------|--|----------|
| TC_GA_4.1  | LCF1   | Errore   |
| TC_GA_4.2  | LCF2   | Errore   |
| TC_GA_4.3  | LCF3.FCF1  | Errore   |
| TC_GA_4.4  | LCF3.FCF2.ECF1   | Errore   |
| TC_GA_4.5  | LCF3.FCF2.ECF2.LN1                                     | Errore   |
| TC_GA_4.6  | LCF3.FCF2.ECF2.LN2                                     | Errore   |
| TC_GA_4.7  | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN1                                 | Errore   |
| TC_GA_4.8  | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC1                             | Errore   |
| TC_GA_4.9  | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC2                             | Errore   |
| TC_GA_4.10 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC1                         | Errore   |
| TC_GA_4.11 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS1                     | Errore   |
| TC_GA_4.12 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM1                 | Errore   |
| TC_GA_4.13 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM2                 | Errore   |
| TC_GA_4.14 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM3.FM1             | Errore   |
| TC_GA_4.15 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM3.FM2.EM1         | Errore   |
| TC_GA_4.16 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM3.FM2.EM2.LP1     | Errore   |
| TC_GA_4.17 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM3.FM2.EM2.LP2     | Errore   |
| TC_GA_4.18 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM3.FM2.EM2.LP3.FP1 | Errore   |
| TC_GA_4.19 | LCF3.FCF2.ECF2.LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LM3.FM2.EM2.LP3.FP2 | Successo |



### 5.4 GA - Modifica account paziente (rif. RF\_GA\_7)

| Parametro: Nome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z ]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LN]                               | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FN]                                 | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK] [property formatoFN_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Cognome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z ]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LC]                                  | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLC_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FC]                                    | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [property formatoFC_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Sesso Formato: ^[MF]\$ |   |
|-----------------------------------|---|
| Formato[FS]                       | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property formatoFS_OK]</li> </ol> |

| <b>Parametro:</b> Data di nascita<br>Formato: (0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01])-(0[1-9] 1[012])-[0-9]{4} |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LDN]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 10[errore]</li> <li>lunghezza == 10 [property lunghezzaLDN_OK]</li> </ol>              |  |
| Formato[FDN]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][property formatoFDN_OK]</li> </ol> |  |



| Parametro: Luogo di nascita Formato: ^[A-Z][A-Za-z ']*\$ |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LLN]   | <ol> <li>lunghezza &lt; 3 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 2 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FLN]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLLN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLLN_OK]<br/>[property formatoFLN_OK]</li> </ol>   |  |

| <b>Parametro:</b> Email <b>Formato:</b> ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ or ^\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LM]   | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>(lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 51) or lunghezza == 0 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FM]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLM_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK] [property formatoFM_OK]</li> </ol>  |  |

| Parametro: Residenza Formato: ^[A-Za-z ']{2,}[,]+[0-9]{1,4}[,]+[A-Za-z ']{2,}[,]+[0-9]{5}[,]+[A-Za-z]{2}\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LR]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 5 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 4 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLR_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FR]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLR_OK][errore</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLR_OK] [property formatoFR_OK]</li> </ol>              |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |
|--|---|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21</li> </ol> |



|             | [property lunghezzaLP_OK]   |
|-------------|---|
| Formato[FP] | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol> |

| Parametro: Conferma password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |  |  |
|---|--|--|
| Corrispondenza[CP]                                    | <ol> <li>Non corrisponde alla stringa inserita nel campo "Password" [errore]</li> <li>Corrisponde alla stringa inserita nel campo "Password" [property corrispondenzaCP_OK]</li> </ol> |  |

| Codice     | Combinazione                                | Esito  |
|------------|---|--------|
| TC_GA_7.1  | LN1   | Errore |
| TC_GA_7.2  | LN2   | Errore |
| TC_GA_7.3  | LN3.FN1                                     | Errore |
| TC_GA_7.4  | LN3.FN2.LC1                                 | Errore |
| TC_GA_7.5  | LN3.FN2.LC2                                 | Errore |
| TC_GA_7.6  | LN3.FN2.LC3.FC1                             | Errore |
| TC_GA_7.7  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS1                         | Errore |
| TC_GA_7.8  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN1                    | Errore |
| TC_GA_7.9  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN2                    | Errore |
| TC_GA_7.10 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN1               | Errore |
| TC_GA_7.11 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN1          | Errore |
| TC_GA_7.12 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN2          | Errore |
| TC_GA_7.13 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN1     | Errore |
| TC_GA_7.14 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM1 | Errore |
| TC_GA_7.15 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM2 | Errore |



| TC_GA_7.16 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM1                         | Errore   |
|------------|---|----------|
| TC_GA_7.17 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR1                     | Errore   |
| TC_GA_7.18 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR2                     | Errore   |
| TC_GA_7.19 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR3.F                   | Errore   |
| TC_GA_7.20 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR3.F<br>R2.LP1         | Errore   |
| TC_GA_7.21 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR3.F<br>R2.LP2         | Errore   |
| TC_GA_7.22 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR3.F<br>R2.LP3.FP1     | Errore   |
| TC_GA_7.23 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR3.F<br>R2.LP3.FP2.CP1 | Errore   |
| TC_GA_7.24 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.LR3.F<br>R2.LP3.FP2.CP2 | Successo |

# 5.5 GA - Modifica account medico (rif. RF\_GA\_8)

| Parametro: Nome<br>Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LN]                                 | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FN]                                   | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLN_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLN_OK]<br/>[property formatoFN_OK]</li> </ol>   |  |



| Parametro: Cognome Formato: ^[A-Z][a-zA-Z]*\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LC]                                 | <ol> <li>lunghezza &lt; 2 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 1 and lunghezza &lt; 31 [property lunghezzaLC_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FC]                                   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLC_OK] [property formatoFC_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Sesso Formato: ^[MF]\$ |   |
|-----------------------------------|---|
| Formato[FS]                       | <ol> <li>non rispetta il formato [errore]</li> <li>rispetta il formato [property<br/>formatoFS_OK]</li> </ol> |

| Parametro: Data di nascita Formato: (0[1-9]   1[0-9]   2[0-9]   3[01]).(0[1-9]   1[012]).[0-9] {4} or ^\$ |   |  |
|---|---|--|
| Lunghezza[LDN]  | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 10         [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 10 [errore]</li> <li>lunghezza == 10 or lunghezza == 0         [property lunghezzaLDN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FDN]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLDN_OK][property formatoFDN_OK]</li> </ol>  |  |



| Parametro: Luogo di nascita<br>Formato: ^[A-Z][A-Za-z ']*\$ or ^\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LLN]   | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 3 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 30 [errore]</li> <li>(lunghezza &gt; 2 and lunghezza &lt; 31) or lunghezza == 0 [property lunghezzaLLN_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FLN]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLLN_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLLN_OK] [property formatoFLN_OK]</li> </ol>  |  |

| <b>Parametro:</b> Email <b>Formato:</b> ^[A-Za-z0-9]+@[a-zA-Z.]{2,}\.[a-zA-Z]{2,3}\$ |  |  |
|--|--|--|
| Lunghezza[LM]  | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 51 [property lunghezzaLM_OK]</li> </ol>  |  |
| Formato[FM]  | <ol> <li>non rispetta il formato [if<br/>lunghezzaLM_OK][errore]</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLM_OK]<br/>[property formatoFM_OK]</li> </ol>  |  |
| Esistenza[EM]  | <ol> <li>la nuova email inserita è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK][errore]</li> <li>la nuova email inserita non è presente nel database [if lunghezzaLM_OK and formatoFM_OK][property esisteEM_OK]</li> </ol> |  |



| Parametro: Residenza<br>Formato:<br>^[A-Za-z ']{2,}[, ]+[0-9]{1,4}[, ]+[A-Za-z ']{2,}[, ]+[0-9]{5}[, ]+[A-Za-z]{2}\$ or ^\$ |  |  |
|---|--|--|
| Lunghezza[LR]   | <ol> <li>lunghezza &gt; 0 and lunghezza &lt; 5 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 50 [errore]</li> <li>(lunghezza &gt; 4 and lunghezza &lt; 51) or lunghezza == 0 [property lunghezzaLR_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FR]   | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLR_OK][errore</li> <li>rispetta il formato[if lunghezzaLR_OK] [property formatoFR_OK]</li> </ol>   |  |

| Parametro: Password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |   |  |
|--|---|--|
| Lunghezza[LP]                                | <ol> <li>lunghezza &lt; 6 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 20 [errore]</li> <li>lunghezza &gt; 5 and lunghezza &lt; 21 [property lunghezzaLP_OK]</li> </ol> |  |
| Formato[FP]                                  | <ol> <li>non rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [errore]</li> <li>rispetta il formato [if lunghezzaLP_OK] [property formatoFP_OK]</li> </ol>           |  |

| Parametro: Conferma password Formato: ^[A-Za-z0-9]*\$ |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Corrispondenza[CP]                                    | <ol> <li>Non corrisponde alla stringa inserita nel campo "Password" [errore]</li> <li>Corrisponde alla stringa inserita nel campo "Password" [property corrispondenzaCP_OK]</li> </ol> |  |  |  |



| Codice     | Combinazione  | Esito  |
|------------|---|--------|
| TC_GA_8.1  | LN1   | Errore |
| TC_GA_8.2  | LN2   | Errore |
| TC_GA_8.3  | LN3.FN1   | Errore |
| TC_GA_8.4  | LN3.FN2.LC1   | Errore |
| TC_GA_8.5  | LN3.FN2.LC2   | Errore |
| TC_GA_8.6  | LN3.FN2.LC3.FC1   | Errore |
| TC_GA_8.7  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS1   | Errore |
| TC_GA_8.8  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN1  | Errore |
| TC_GA_8.9  | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN2  | Errore |
| TC_GA_8.10 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN1                                       | Errore |
| TC_GA_8.11 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN1                                  | Errore |
| TC_GA_8.12 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN2                                  | Errore |
| TC_GA_8.13 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN1                             | Errore |
| TC_GA_8.14 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM1                         | Errore |
| TC_GA_8.15 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM2                         | Errore |
| TC_GA_8.16 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM1                     | Errore |
| TC_GA_8.17 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM1                 | Errore |
| TC_GA_8.18 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L<br>R1         | Errore |
| TC_GA_8.19 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L<br>R2         | Errore |
| TC_GA_8.20 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L<br>R3.FR1     | Errore |
| TC_GA_8.21 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L<br>R3.FR2.LP1 | Errore |
| TC_GA_8.22 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L<br>R3.FR2.LP2 | Errore |
| TC_GA_8.23 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L               | Errore |



|            | R3.FR2.LP3.FP1  |          |
|------------|---|----------|
| TC_GA_8.24 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L<br>R3.FR2.LP3.FP2.CP1 | Errore   |
| TC_GA_8.25 | LN3.FN2.LC3.FC2.FS2.LDN3.FDN2.LLN3.FLN2.LM3.FM2.EM2.L<br>R3.FR2.LP3.FP2.CP2 | Successo |